

جداسازی اسید نوکلئیک با کیت استخراج DNA از خون SimBioLab (SBL15-2005) یا سایر کیت های استخراج موجود در بازار طبق پروتکل های استاندارد انجام شود. DNA استخراج شده را می توان برای چندین ماه در دمای ۱۸- درجه سانتی گراد نگهداری کرد.



SIMBIOLAB

ب) تهیه مخلوط واکنش PCR

برای بررسی ژنوتایپینگ باید دو مستر واکنش جداگانه (یکی برای آلل نرمال و دیگری برای آلل موتانت) آماده شود. برای هر ران واکنش PCR، یک مخلوط اصلی با حجم مناسب برای ۲ کنترل تعبیه شده در کیت، نمونه های آزمایش (n+1) و یک نمونه کنترل منفی آماده کنید. اجزای واکنش باید مطابق نسبت های داده شده در جدول مخلوط شوند:

حجم/واکنش	اجزا واکنش
۱۰ μl	مسترمیکس
۳ μl	الیگومیکس نرمال

حجم/واکنش	اجزا واکنش
۱۰ μl	مسترمیکس
۳ μl	الیگومیکس موتانت

۱۲ میکرولیتر از میکس آماده شده را به هر میکروتیوب اضافه کرده و ۵-۲ میکرولیتر DNA استخراج شده یا DNA کنترل را به آن ها اضافه کنید. سپس آب مقطر استریل را تا حجم ۲۰ میکرولیتر به هر تیوب واکنش اضافه کرده و داخل دستگاه PCR قرار دهید.

ج) برنامه دمایی واکنش PCR

دستگاه را مطابق پروتکل دمایی زیر تنظیم کنید:

Step	Temp	Time	Cycle
Initial activation	95°C	5 min	1 X
Denaturation	95°C	30 s	35-40 X
Annealing	57°C	30 s	
Extension	72°C	30 s	
Final Extension	72°C	5 min	1 X

SimPCR™ Factor V Leiden Genotyping Kit

Cat. No: SBL12-1100/25

معرفی کیت :

فاکتور V لیدن مهم ترین علت ژنتیکی ترومبوز وریدی است . که اغلب در پاها رخ می دهد، اگرچه می تواند در سایر قسمت های بدن از جمله مغز، چشم ها، کبد و کلیه ها نیز رخ دهد. جهش نقطه ای G>A در نوکلئوتید 1691 در ژن کد کننده این فاکتور انعقادی ، در ۲۰ تا ۶۰ درصد افراد مبتلا دیده می شود . ترومبوفیلی Factor V باعث افزایش خطر جدا شدن لخته های خون از جایگاه اصلی خود و مهاجرت در جریان خون می شود . این لخته ها می توانند در ریه قرار بگیرند که به عنوان آمبولی ریوی شناخته می شود. تعیین ژنوتیپ این ژن می تواند به بهینه سازی داروها و کاهش هزینه های درمانی ناشی از عوارض جانبی نامطلوب و همچنین به شناسایی خطر ژنتیکی هیپرهموسیستینمی در مراحل اولیه کمک کند.

اساس کار:

کیت SimPCR™ Factor V Leiden Genotyping جهت بررسی ژنوتیپ این پلی مورفیسم در ژن Factor V Leiden طراحی شده است . تشخیص جهش بر اساس تقویت ناحیه خاص ژنوم با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به آلل های نرمال و جهش یافته Factor V Leiden می باشد. تکثیر این آلل ها با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگارز مورد بررسی و تایید قرار می گیرد. وجود یک کنترل داخلی برای اطمینان از صحت واکنش PCR و جلوگیری از ایجاد نتایج منفی کاذب ، در طراحی کیت لحاظ شده است .

محتویات کیت:

مقادیر در کیت	عنوان برجسته	اجزا
۵۰۰ μl	Reaction Mix	مسترمیکس
۷۵ μl	Oligomix A	الیگومیکس نرمال
۷۵ μl	Oligomix B	الیگومیکس موتانت
۲۰ μl	Control A	کنترل هموزیگوت نرمال
۲۰ μl	Control B	کنترل هتروزیگوت

د) بررسی محصولات PCR با الکتروفورز ژل آگارز

۱۰ میکرولیتر از محصولات PCR را در کنار یک DNA ladder (۱۰۰ جفت بازی) روی ژل آگارز ۲ درصد ران کنید.

توجه- به منظور سهولت تفسیر نتایج لوله های مربوطه به واکنش های اختصاصی آلل هر نمونه در کنار هم الکتروفورز شود.

محصول PCR مربوطه به پرایمرهای Factor V Leiden یک باند تقریباً ۳۳۰ جفت باز را ایجاد می کند و پرایمرهای کنترل داخلی قطعه ای به طول تقریباً ۹۰۰ جفت باز را تقویت می کنند.

نتایج حاصل از الکتروفورز را بر اساس جدول زیر تفسیر کنید:

واکنش آلل موانت		واکنش آلل نرمال		
باند اختصاصی آلل	باند کنترل داخلی	باند اختصاصی آلل	باند کنترل داخلی	
-	+	+	-/+	هموزیگوت نرمال
+	-/+	-	+	هموزیگوت موانت
+	-/+	+	-/+	همروزیگوت
-	-	-	-	غیر قابل قبول (تکرار واکنش)
+	-/+	-	-	غیر قابل قبول (تکرار واکنش)
-	-	+	-/+	غیر قابل قبول (تکرار واکنش)

آدرس: ایران، مشهد، پژوهشکده بوعلی، اتافهای تمیز مرکز
رشد فناوری سلامت

همراه: +98 915 383 14 07

تلفن: +98 372 55 495

Web address: www.simbiolab.co

E-mail: info@simbiolab.co