

محتویات کیت:

مقادیر در کیت	عنوان برچسب	اجزا
۵۰۰ µl	Reaction Mix	مسترمیکس
۱۰۰ µl	Oligomix A	الیگومیکس نرمال
۱۰۰ µl	Oligomix B	الیگومیکس مونات
۲۰ µl	Control A	کنترل هموزیگوت نرمال
۲۰ µl	Control B	کنترل هتروزیگوت
۲۰ µl	Control C	کنترل هموزیگوت مونات



SIMBIOLAB

SimPCR™ MTHFR C677T Genotyping Kit

Cat. No: SBL12-1130/25

معرفی کیت :

متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) یک آنزیم تنظیم کننده کلیدی در متابولیسم فولات و هموسیستئین است. این آنزیم، با تبدیل ۵، ۱۰-متیلن تتراهیدروفولات به ۵-متیل تتراهیدروفولات، بستری برای متیلاسیون مجدد هموسیستئین به متیونین را کاتالیز می کند. جهش در این ژن سبب کاهش فعالیت آنزیم می شود. در میان جهش های ایجاد شده، واریانت های C677T و A1298C (به ترتیب ۶۵-۲۰٪ و ۱۵-۳۰٪) کاهش فعالیت را نشان می دهند. این پلی مورفیسم ها از مهمترین عوامل ژنتیکی تعیین کننده هموسیستئین کل پلاسما هستند. به دلیل تأثیر آنها بر متابولیسم هموسیستئین، آنها با چندین اختلال پیچیده از جمله ترومبوز شریانی، آترواسکلروز، بیماری عروق کرونر قلب، نقص لوله عصبی، چندین نوع سرطان، تداخلات دارویی نامطلوب و بوکی استخوان مرتبط شده اند، اگرچه یافته ها هنوز بحث برانگیز هستند. بسته به پیشینه قومی، تا ۵۰ درصد از جمعیت ممکن است حامل آلل متغیر MTHFR باشند. تشخیص این پلی مورفیسم ها می تواند به پزشکان در پیش بینی خطر ترومبوز ورید عمقی و همچنین سقط مکرر و تشخیص درست دارو کمک کند.

اساس کار:

کیت تعیین ژنوتیپ MTHFR C677T براساس فرآیند تکثیر DNA با استفاده از فناوری Allele Specific PCR به منظور تعیین ژنوتیپ MTHFR C677T SNP طراحی شده است.

تشخیص جهش بر اساس تقویت ناحیه خاص ژنوم با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به آلل های نرمال C677 و جهش یافته T677 می باشد. تکثیر این آللها با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگارز مورد بررسی و تایید قرار می گیرد. علاوه بر این یک جفت پرایمر کنترل داخلی برای اطمینان از صحت واکنش PCR در واکنش پیش بینی شده است که وجود محصول مربوطه به آن صحت واکنش را تایید می کند.

پروتکل

الف) استخراج DNA ژنومی

جداسازی اسید نوکلئیک با کیت استخراج DNA از خون SimBioLab (SBL15-2005) یا سایر کیت های استخراج موجود در بازار طبق پروتکل های استاندارد انجام شود. DNA استخراج شده را می توان برای چندین ماه در دمای ۱۸- درجه سانتی گراد نگهداری کرد.

ب) آماده سازی میکس PCR

برای هر واکنش PCR دو میکس واکنش جداگانه (یکی برای آلل نرمال و دیگری برای آلل مونات) آماده شود. برای هر ران واکنش PCR، یک ترکیب اصلی با حجم مناسب برای نمونه های آزمایشی کنترل منفی، نمونه مثبت و (n+1) آماده کنید اجزای واکنش باید مطابق نسبت های داده شده در جدول مخلوط شوند:

حجم/واکنش	اجزا واکنش
۱۰ µl	مسترمیکس
۴ µl	الیگومیکس نرمال

حجم/واکنش	اجزا واکنش
۱۰ µl	مسترمیکس
۴ µl	الیگومیکس مونات

14 میکرولیتر از میکس آماده شده را به هر میکروتیوب اضافه کرده و ۲۰-۵ میکرولیتر DNA استخراج شده را به لوله اضافه کنید. میکروتیوب را ورتکس و اسپین کرده و داخل دستگاه PCR قرار دهید.

ج) برنامه واکنش PCR

دستگاه PCR را طبق پروفایل دمایی زیر تنظیم کنید:

Step	Temp	Time	Cycle
Initial activation	95°C	5 min	1 X
Denaturation	95°C	30 s	35-40 X
Annealing	55°C	30 s	
Extension	72°C	30 s	
Final Extension	72°C	5 min	1 X

د) بررسی محصولات PCR با الکتروفورز ژل آگارز

۱۰ میکرولیتر از محصولات PCR را در کنار یک DNA ladder (۱۰۰ جفت بازی) روی ژل آگارز ۲ درصد ران کنید.

توجه- به منظور سهولت تفسیر نتایج لوله های مربوطه به واکنش های اختصاصی آلل هر نمونه در کنار هم الکتروفورز شود.

محصول PCR مربوطه به پرایمرهای MTHFR A1298C یک باند تقریباً ۳۶۰ جفت باز را ایجاد می کند و پرایمرهای کنترل داخلی قطعه ای به طول تقریباً ۳۵۰ جفت باز را تقویت می کنند.

نتایج حاصل از الکتروفورز را بر اساس جدول زیر تفسیر کنید:

واکنش آلل مویانیت		واکنش آلل نرمال		
باند اختصاصی آلل	باند کنترل داخلی	باند اختصاصی آلل	باند کنترل داخلی	
-	+	+	-/+	هموزیگوت نرمال
+	-/+	-	+	هموزیگوت مویانیت
+	-/+	+	-/+	هتروزیگوت
-	-	-	-	غیر قابل قبول (تکرار واکنش)
+	-/+	-	-	غیر قابل قبول (تکرار واکنش)
-	-	+	-/+	غیر قابل قبول (تکرار واکنش)

آدرس: ایران، مشهد، پژوهشکده بوعلی، اتاقهای تمیز مرکز رشد فناوری سلامت

همراه: +۹۸ ۹۱۵ ۳۸۳ ۱۴ ۰۷

تلفن: +۹۸ ۳۷۲ ۵۵ ۴۹۵

Web address: www.simbiolab.co

E-mail: info@simbiolab.co